

Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 18:39

Link do produktu: <https://akmed.pl/cisnieniomierz-naramienny-p-2977.html>

## Ciśnieniomierz naramienny



Numer katalogowy **YE-630A**

Producent **Timago**

### Opis produktu

#### Cechy urządzenia:

- Intuicyjna obsługa
- Czytelny wyświetlacz
- Automatyczna pamięć pomiarów

#### Dane techniczne:

Wyświetlacz

Metoda pomiarów

Zakres pomiarów:

- Ciśnienie
- Pomiar tętna

Dokładność pomiaru ciśnienia

Dokładność pomiaru pulsu

Sposób działania

Klasyfikacja bezpieczeństwa elektrycznego

Czujnik ciśnienia

Zasilanie

Pamięć

LCD

pomiar oscylacyjny

0-280mmHg

40-200u./min

+/-4mmHg

+/-5% wartości

przerwany

Typ BF

półprzewodnikowy

prąd stały, 5×bateria AAA 6V 600mA

do 74 pomiarów