

## Ciśnieniomierz naramienny



Numer katalogowy

**YE-660B**

Producent

**Timago**

### Opis produktu

#### Cechy urządzenia:

- Nowoczesny wygląd
- Precyzyjne wykonanie
- Łatwy w obsłudze

#### Dane techniczne:

Wyświetlacz

Metoda pomiarów

Zakres pomiarów:

- Ciśnienie
- Pomiar tętna

Dokładność pomiaru ciśnienia

Dokładność pomiaru pulsu

Sposób działania

Klasyfikacja bezpieczeństwa elektrycznego

Czujnik ciśnienia

Zasilanie

Pamięć

LCD

pomiar oscylacyjny

0-280mmHg

40-200u./min

+/-4mmHg

+/-5% wartości

przerwany

Typ BF

półprzewodnikowy

prąd stały, 5×bateria AA 6V 600mA

do 74 pomiarów