

Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 18:34

Link do produktu: <https://akmed.pl/cisnieniomierz-nissei-1873-p-2777.html>

## Ciśnieniomierz NISSEI 1873



Numer katalogowy **NISSEI 1873**

Producent **Horn**

### Opis produktu

### Specyfikacja produktu

- Automatyczny ciśnieniomierz naramienny z dużym czytelnym wyświetlaczem.
- Dwa tory pamięci pozwalająca zachować wyniki 2 x 30 wyników z datą i godziną.
- Możliwość kasowania pojedynczych wyników z pamięci.
- Automatyczne dopompowywanie powietrza w mankiecie, jeśli wartość 180 mmHg jest niewystarczająca lub nastąpiło poruszenie ręki.