

Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 18:47

Link do produktu: <https://akmed.pl/cisnieniomierz-nissei-ds137-p-2779.html>

## Ciśnieniomierz NISSEI DS137



Numer katalogowy	<b>DS137</b>
------------------	--------------

Producent	<b>Horn</b>
-----------	-------------

### Opis produktu

### Specyfikacja produktu

- Bardzo prosty w obsłudze (tylko dwa przyciski) aparat półautomatyczny do pomiaru ciśnienia krwi metodą oscylometryczną.
- Rękaw (22-32 cm) pompowany ręcznie za pomocą gruszki, wyposażony w sygnał dźwiękowy, informujący o wystarczającym napełnieniu mankieta powietrzem.
- Pamięć pozwalająca zapisać 30 wyników, wraz z wyliczeniem ich średniej.