

---

Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 20:01

Link do produktu: <https://akmed.pl/cisnieniomierz-nissei-ds500-p-2781.html>

## Ciśnieniomierz NISSEI DS500



Numer katalogowy	<b>DS500</b>
------------------	--------------

Producent	<b>Horn</b>
-----------	-------------

### Opis produktu

### Specyfikacja produktu

- Automatyczny ciśnieniomierz naramienny z czytelnym wyświetlaczem, z dwoma torami pamięci pozwalającymi zachować wyniki 2 x 30 wyników z numerem kolejnym pomiaru, datą i godziną oraz wyliczeniem ich średniej.
- Wskaźnik arytmii informujący o nieregularnej pracy serca.