

Link do produktu: <https://akmed.pl/cisnieniomierz-polautomatyczny-a80-p-7795.html>

Ciśnieniomierz półautomatyczny A80



Numer katalogowy

13564

Producent

Microlife

Opis produktu

Ciśnieniomierz BP A80 firmy Microlife jest półautomatycznym ciśnieniomierzem naramiennym. Ciśnieniomierz posiada duży i czytelny wyświetlacz LCD.

Ciśnieniomierz może być zasilany bateriami (akumulatorkami). Kiedy baterie są w $\frac{3}{4}$ wyczerpane na urządzeniu pojawia się migający symbol informujący o tym użytkownika. Ciśnieniomierz posiada pamięć ostatniego pomiaru który jest automatycznie nadpisywany. BP A80 posiada detektor informujący o arytmii serca.

- Testowany klinicznie
- Technologia "PAD"
- Duża dokładność pomiaru
- Pamięć ostatniego pomiaru
- Praktyczny schowek na mankiety
- Duży, czytelny wyświetlacz LCD
- Sygnalizacja zużycia baterii
- Automatyczne wyłączenie
- Możliwość stosowania akumulatorów AA (NiMH)

Specyfikacja Techniczna

- WARUNKI PRACY: 10 - 40 °C / 50 - 104 °F
- MAKSYMALNA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA 15 - 95 %
- WARUNKI PRZECHOWYWANIA: -20 - +55 °C / -4 - +131 °F
- MAKSYMALNA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA 15 - 95 %
- WAGA: 610 G (Z BATERIAMI)
- WYMIARY: 151 X 115 X 88 MM
- SPOSÓB POMIARU: OSCYLOMETRYCZNY, ODPOWIADAJĄCY METODZIE KOROTKOFF'A: FAZA I SKURCZOWA, FAZA V ROZKURCZOWA
- ZAKRES POMIARU: 20 - 280 MMHG - CIŚNIENIE KRWI 40 - 200 UDERZEŃ NA MINUTĘ - TĘTNO
- ZAKRES WYŚWIETLANIA CIŚNIENIA W MANKIECIE: 0 - 299 MMHG
- ROZDZIELCZOŚĆ: 1 MMHG
- DOKŁADNOŚĆ STATYCZNA: CIŚNIENIE W ZAKRESIE ± 3 MMHG

-
- DOKŁADNOŚĆ POMIARU TĘTNA: ± 5 % WARTOŚCI ODCZYTU
 - ŹRÓDŁO NAPIĘCIA: 4 X 1,5 V BATERIE ALKALICZNE ROZMIAR AA
 - ŻYWOTNOŚĆ BATERII: OKOŁO 3000 POMIARÓW (UŻYWAJĄC NOWYCH BATERII)
 - KLASA IP: IP20
 - NORMY: EN 1060-1 /-3 /-4 IEC 60601-1 IEC 60601-1-2 (EMC) IEC 60601-1-11

[Instrukcja obsługi BP A80 EN-PL](#)