

Link do produktu: <https://akmed.pl/cisnieniomierz-senior-z-zasilaczem-sanity-p-7142.html>



## Ciśnieniomierz SENIOR z zasilaczem SANITY

Numer katalogowy **6980**

Producent **Sanity**


### Opis produktu

Ciśnieniomierz Senior z zasilaczem jest najchętniej wybieranym produktem przez osoby starsze. Duży i czytelny wyświetlacz, jak też powiększone przyciski sterowania ułatwiają obsługę i odczyt wyników.

Wydajny akumulator umożliwia wielogodzinną pracę bez konieczności ponownego ładowania. Skuteczny ciśnieniomierz Senior wyposażony został w obszerną pamięć wyników.

Posiada intuicyjny przycisk do przełączania pamięci pomiarów dla dwóch użytkowników.

### Pomiary:



1. Mankiet owiń dokładnie wokół ramienia, z przewodem położonym po wewnętrznej stronie ręki, w kierunku zgodnym z położeniem palca serdecznego. Mankiet jest poprawnie założony, jeśli pomiędzy ramię a materiał można swobodnie wsunąć palec wskazujący.
2. Usiądź wygodnie kładąc ramię z mankietem na płaskiej powierzchni (jak na rysunku). Pamiętaj, aby ramię znajdowało się na linii serca.
3. Włącz przycisk start. Pomiar rozpocznie się już w trakcie pompowania mankieta, a po chwili wynik wyświetli się na ekranie. W przypadku wykrycia arytmii na ekranie pojawi się znak kilku serc. Jeśli komunikat zostanie wyświetlony podczas kolejnych badań, należy skonsultować się z lekarzem.

### Standardy:

Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz wytycznymi Międzynarodowego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (ISH)

Ciśnienie w zakresie temperatur 5–40°C:  $\pm 0,4$  kPa (3 mmHg) wartość tętna:  $\pm 5\%$

### Dane techniczne:

---

Ciśnieniomierz SENIOR Sanity to urządzenie medyczne do oscylometrycznego pomiaru tętniczego ciśnienia krwi

- Wyposażony w funkcję uśredniania 3 wyników
- Wyświetlacz LCD: wymiary 128mm×50mm
- Waga: ok. 317 g (bez baterii)
- Funkcja oszczędzania energii i wskaźnik zużycia baterii
- Możliwość pracy z zasilaczem

**Zawartość opakowania:**

- W pełni automatyczny ciśnieniomierz naramienny Senior Sanity®
- Komfortowy mankiet o wymiarach 22~32 cm (mankiet XL 22~42 cm w opcji)
- Długi przewód powietrza
- Wygodna torba na akcesoria
- 4 baterie alkaiczne AAA
- Instrukcja z poradami dla osób z nadciśnieniem
- zasilacz sieciowy