



Ciśnieniomierz SIMPLE SANITY


Numer katalogowy	6982
Producent	Sanity

Opis produktu

Ciśnieniomierz Simple to najprostszy automat naramienny w naszej ofercie. Wyróżnia się małą wagą oraz poręczną budową, zapamiętuje wyniki i daty aż 60 pomiarów.

Skuteczny ciśnieniomierz jest urządzeniem nowszej generacji wykonującym badanie bez nadmiernego i bolesnego ucisku ręki.

Pomiary:



1. Mankiet owiń dokładnie wokół ramienia, z przewodem położonym po wewnętrznej stronie ręki, w kierunku zgodnym z położeniem palca serdecznego. Mankiet jest poprawnie założony, jeśli pomiędzy ramię a materiał można swobodnie wsunąć palec wskazujący.
2. Usiądź wygodnie kładąc ramię z mankiem na płaskiej powierzchni (jak na rysunku). Pamiętaj, aby ramię znajdowało się na linii serca.
3. Włącz przycisk start. Pomiar rozpocznie się już w trakcie pompowania mankieta, a po chwili wynik wyświetli się na ekranie. W przypadku wykrycia arytmii na ekranie pojawi się znak kilku serc. Jeśli komunikat zostanie wyświetlony podczas kolejnych badań, należy skonsultować się z lekarzem.

Standardy:

Dokładność zgodna ze standardami Światowej Organizacji Zdrowia

Ciśnienie w zakresie temperatur 5–40°C: $\pm 0,4$ kPa (3 mm Hg) bardzo dokładny – wartość tętna: $\pm 5\%$ (dopuszczalne wahania na poziomie 5%)

Dane techniczne:

Urządzenie medyczne do oscylometrycznego pomiaru tętniczego ciśnienia krwi

- Cyfrowy wyświetlacz o wymiarach: 60 × 40,5 mm

-
- Waga: 169 g (bez baterii)
 - Automatyczny wyłącznik i funkcja oszczędzania energii
 - Wskaźnik zużycia baterii
 - Możliwość pracy z zasilaczem Model: KH0601000EW
 - INPUT: 100-240V~50/60Hz 0.4Max
 - OUTPUT: 6V 1000mA

Zawartość opakowania:

- Automatyczny, naramienny Ciśnieniomierz Simple Sanity
- Komfortowy mankiet o wymiarach 22 cm do ~32 cm (mankiet XL 22-42 cm w opcji)
- Długi przewód powietrza
- etui na całe wyposażenie
- 4 baterie alkaiczne AAA
- Instrukcja z poradami dla osób z nadciśnieniem