

Dane aktualne na dzień: 11-04-2026 11:26

Link do produktu: <https://akmed.pl/cpap-sleepcube-automatic-plus-smartflex-p-7280.html>



CPAP SleepCube® automatic plus SmartFlex®

Numer katalogowy	10639
Producent	Rehafund

Opis produktu

- wytwarza stałe pozytywne ciśnienie powietrza w drogach oddechowych i automatycznie dostosowuje poziom ciśnienia
- posiada funkcję ulgi na wydechu
- podświetlany wyświetlacz LCD i proste intuicyjne MENU
- automatyczny START/STOP uruchamia się po wykryciu oddechu i wyłącza się po zdjęciu maski
- możliwość używania urządzenia jako standardowy CPAP oraz AutoCPAP

Wymiary:	Dimensions:	10,8x16,5x17,8cm
Waga:	Weight:	1,22kg
Zakres ciśnienia:	Noise level:	3-20cmH2O
Poziom hałasu:	Pressure range:	wzrost ciśnienia co 0,5 mbar
Czas opóźnienia:	RAMP time:	100/240 VAC, 50/60 Hz
Zasilanie:	Power supply:	