

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 15:12

Link do produktu: <https://akmed.pl/cruiser-active-rf-3-p-7230.html>



Cruiser Active RF-3

Numer katalogowy	9268
Producent	Rehafund

Opis produktu

Wózek inwalidzki Cruiser Active to nowoczesny i elegancki aluminiowy wózek z bogatymi opcjami wyposażenia. Dzięki składanemu oparciu, wyjmowanym podnóżkom i kołom na szybkozłączach wózek przybiera bardzo kompaktowe rozmiary, umożliwiając jego transport nawet małym samochodem.

- idealny wózek dla osób aktywnych
- składana, malowana proszkowo, aluminiowa rama z podwójnym krzyżakiem
- wyposażony w szybkozłącza kół tylnych
- łatwo zmywalna, komfortowa tapicerka
- odchylane boczki
- hamulce dla użytkownika z regulacją docisku
- odchylane i demontowane podnóżki z regulacją wysokości
- do każdego wózka dodawany jest zestaw narzędzi i pompka (koła pneumatyczne)
- aluminiowe, lakierowane cięgi
- kieszeń na drobiazgi
- regulacja wysokości boczków (opcja)
- składane w połowie oparcie (opcja)
- hamulce dla asystenta (opcja)

Dane techniczne

dostępne szerokości siedziska
szerokość zewnętrzna

45/48/51 cm
66/68/71 cm

waga wózka	14 kg
maksymalny ciężar użytkownika	120 kg
dostępne koła (tył)	pełne lub pneumatyczne
koła przednie	8"x1"
koła tylne	24"x1 3/8"
Wysokość oparcia	43 cm
Głębokość siedziska	40 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Szerokość siedziska: 45 , 48 , 51

Rodzaj kół: pełne , pneumatyczne