

Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 18:42

Link do produktu: <https://akmed.pl/cyfrowy-cisnieniomierz-medisana-mts-p-2775.html>



Cyfrowy Ciśnieniomierz MEDISANA MTS

Numer katalogowy **MTS**

Producent **Horn**

Opis produktu

Specyfikacja produktu

- W pełni automatyczny, cyfrowy ciśnieniomierz do pomiaru ciśnienia krwi na ramieniu.
- Funkcja pomiaru i wykrywania nieregularnej pracy serca.
- Pamięć 60 wyników z datą i godziną dla 2 osób.
- Graficzna interpretacja wyniku pomiaru wg zaleceń WHO.
- Mankiet 22-30 cm.
- Przebadany klinicznie.