

Link do produktu: <https://akmed.pl/cyfrowy-cisnieniomierz-medisana-mtx-p-2774.html>

Cyfrowy Ciśnieniomierz MEDISANA MTX



Numer katalogowy

MTX

Producent

Horn

Opis produktu

Specyfikacja produktu

- W pełni automatyczny, cyfrowy ciśnieniomierz do pomiaru ciśnienia krwi na ramieniu.
- Funkcja pomiaru i wykrywania nieregularnej pracy serca.
- Pamięć 99 wyników z datą i godziną dla 2 osób.
- Funkcja uśredniania pomiarów w pamięci.
- Funkcja 3MAM - 3 kolejne pomiary co 15 sekund.
- Graficzna interpretacja wyniku pomiaru wg zaleceń WHO.
- Duży, czytelny wyświetlacz pozwala w łatwy sposób odczytać wyniki badania wraz z datą i czasem pomiaru.
- Port USB.
- Automatyczne-radiowe ustawianie daty i godziny.
- Funkcja alarmu.
- Półsztywny mankiet 22-32 cm.
- Przebadany klinicznie.
- Aplikacja VitaDock.