

Link do produktu: <https://akmed.pl/czujnik-aktywnosci-beurer-as-81-turkusowy-p-4525.html>



Czujnik aktywności BEURER AS 81 Turkusowy

Numer katalogowy	AS 81 TURKUS AGITO
Kod producenta	AS 81 TURKUS AGITO
Kod EAN	4211125676377
Producent	Beurer

Opis produktu

Czujnik aktywności z analizą snu

Czujnik aktywności w formie gustownego paska AS 81 wyposażono w dwie innowacyjne funkcje śledzenia rejestrujące zarówno aktywność dzienną, jak i nocną. Urządzenie pozwala na wyznaczanie zamierzonej dziennej porcji ruchu, obserwację przyzwyczajzeń sennych oraz kontrolowanie zużycia kalorii.

Czujnik aktywności w sposób nieprzerwany rejestruje aktywność fizyczną użytkownika. Wszystkie ruchy ciała są przy tym przeliczane na kroki.

Użytkowanie AS 81 jest bardzo proste:

- włączyć czujnik zgodnie z instrukcją,
- uruchomić funkcję Bluetooth® w ustawieniach smartfonu,
- pobrać bezpłatną aplikację BodyShape w sklepie App Store lub Google Play,
- i cieszyć się z jego posiadania.

Czujnik wykorzystuje technologię Bluetooth® Smart (Low Energy) i należy do produktów z rodziny Beurer Connect.

Bezpłatna aplikacja BodyShape - NOWOŚĆ oraz HealthManager.

Kompatybilny z iPhone'em w wersji co najmniej 4s oraz urządzeniami Bluetooth® Smart Ready Android™ od Android 4.3.

Za pomocą AS 81 można wzmocnić swoją świadomość ciała i poprawić samopoczucie