

Link do produktu: <https://akmed.pl/czujnik-aktywnosci-beurer-as-95-p-4528.html>

Czujnik aktywności BEURER AS 95



Numer katalogowy	AS 95 BT
Kod producenta	AS 95 BT
Kod EAN	4211125676551
Producent	Beurer

Opis produktu

Czujnik aktywności z analizą snu oraz funkcją informowania o połączeniach, SMS-ach i wiadomościach.

Czujnik aktywności w formie gustownego urządzenia AS 95 wyposażono w funkcje śledzenia rejestrujące zarówno aktywność dzienną, jak i nocną. Urządzenie pozwala na wyznaczanie zamierzonej dziennej porcji ruchu, obserwację przyzwyczajzeń sennych oraz kontrolowanie zużycia kalorii. Informuje nas także o połączeniach, SMS-ach i wiadomościach w naszym smartfonie.

Czujnik aktywności w sposób nieprzerwany rejestruje aktywność fizyczną użytkownika. Wszystkie ruchy ciała są przy tym przeliczane na kroki.

Użytkowanie AS 95 jest bardzo proste:

- włączyć czujnik zgodnie z instrukcją,
- uruchomić funkcję Bluetooth® w ustawieniach smartfonu,
- pobrać bezpłatną aplikację HealthManager w sklepie App Store lub Google Play,
- i cieszyć się z jego posiadania.

Czujnik wykorzystuje technologię Bluetooth® Smart (Low Energy) i należy do produktów z rodziny Beurer Connect.

Wymagania systemowe: Bluetooth ® 4.0, iOS wersja 8.0, Android wersja 4.4 z Bluetooth ® low energy technology

BEURER HealthManager na PC:

<https://connect.beurer.com/HealthManager/>