

Link do produktu: <https://akmed.pl/czwonog-z-uchwytem-kuli-lokciowej-p-1260.html>



Czwónóg z uchwytem kuli łokciowej

Numer katalogowy **16/MR.Kł.04**

Producent **Mikirad**

Opis produktu

Właściwości:

- cztery punkty podparcia,
- pojedyncza regulacja wysokości (otwory regulacyjne rozmieszczone co 20mm)
- podpórka stała
- nasadki/stopki wzmocnione podkładkami stalowymi,
- dwa odblaski
- lekkie, anodowane aluminium

waga	0,97 kg
masa użytkownika	do 120 kg
odległość od podłoża do rękojeści	min. 72 cm -max. 86 cm
odległość od podłoża do podpórki łokciowej	min. 95 – max. 109 cm
odległość od rękojeści do podpórki łokciowej	23 cm
wysokość nóg podstawy czwórnogu	17 cm

Zastosowanie:

- dla osób, które ze względu na charakter niesprawności mają trudności z zachowaniem równowagi,
- pomocniczo: po urazach, w leczeniu zmian zwyrodnieniowo – zniekształcających,
- po zabiegach chirurgicznych, gdzie wskazane jest odciążanie chorej kończyny,
- zaawansowane zmiany chorobowe lub zmiany chorobowe obustronne wymagają stosowania dwóch czwórnogów.