

Link do produktu: <https://akmed.pl/czwornog-dla-dzieci-z-uchwytem-laski-zamknietej-p-1227.html>

Czwórnoóg dla dzieci z uchwytem laski zamkniętej



Numer katalogowy **16/MR.L dziecięcy**

Producent **Mikirad**

Opis produktu

Właściwości:

- cztery punkty podparcia
- pojedyncza regulacja wysokości (otwory regulacyjne co 20mm)
- podpórka stała
- kolorowe elementy plastikowe (niebieskie, żółte)
- dwa odblaski
- nasadki/stopki wzmocnione podkładkami stalowymi
- lekkie, anodowane aluminium

waga	0,65 kg
masa użytkownika	do 80 kg
odległość od podłoża do rękojeści	min. 55 cm – max. 61 cm
wysokość nóg podstawy czwórnoogu:	17 cm

Zastosowanie:

- przeznaczone dla użytkowników o wzroście od około 120 cm do 150 cm
- dla osób, które ze względu na charakter niesprawności mają trudności z zachowaniem równowagi
- pomocniczo po urazach
- po zabiegach chirurgicznych, gdzie wskazane jest odciążanie chorej kończyny
- zaawansowane zmiany chorobowe lub zmiany chorobowe obustronne wymagają stosowania dwóch czwórnoogów