

Czwórnoóg inwalidzki



Numer katalogowy	JMC-C 2670SL / JMC-C 2660SL
Producent	Timago

Opis produktu

Czwórnoóg inwalidzki przeznaczony jest dla osób o obniżonej sprawności ruchowej, które potrzebują stabilnego podparcia i asekuracji podczas chodzenia. Zalecany jest także dla osób starszych, jako pomoc w utrzymaniu równowagi. Konstrukcja z czterema punktami podparcia zapewnia znacznie większą stabilność niż zwykłe laski.

Cechy produktu:

- uchwyt piankowy **JMC-C 2670SL**
- uchwyt z tworzywa sztucznego **JMC-C 2660SL**
- chromowana ergonomiczna rączka regulowana na wysokość
- aluminiowo-stalowy trzon
- podstawa z czterema punktami podparcia i gumowymi nasadkami

Występuje w wersji z wysoką (**JMC 2670SL**) oraz niską podstawą (**JMC2660SL**).

Dane Techniczne

JMC-C 2670SL

Wymiary podstawy: 26 (25,5) cm x 23 cm

Regulacja wysokości: 77-101cm

Waga: 1 kg

Maksymalne obciążenie: 100 kg

Kolor podstawy: czarny

+/- 0,5-1 kg

JMC-C 2660SL:

Wymiary podstawy: 15cm x 21 cm

Regulacja wysokości: 78-101 cm

Waga: 1 kg

Maksymalne obciążenie: 100 kg

Kolor podstawy: szary

+/- 0,5-1 kg