
Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 20:41

Link do produktu: <https://akmed.pl/czwornog-rf-400-p-7244.html>



Czwóróg RF-400

Numer katalogowy	10603
Producent	Rehafund

Opis produktu

- przeznaczony do poruszania się, asekuracji podczas chodzenia i przenoszenia ciężaru ciała w przypadkach schorzeń urazowo - ortopedycznych kończyn dolnych
- górna część wykonana z eleganckiego, anodyzowanego aluminium
- dla zwiększenia wytrzymałości dolna część wykonana z wysokogatunkowej stali
- wygodną, profilowaną rękojęść wykonano z wytrzymałego tworzywa sztucznego
- posiada 4 stopki dla większej stabilizacji
- posiada na wszystkich stopkach, antypoślizgowe, gumowe nasadki.
- dla ułatwienia regulacji wysokości zastosowano przyciski typu „C-clip”
- max. bezpieczne obciążenie: 127 kg
- regulacja wysokości: 770 mm – 1030 mm
- waga: 1,15 kg