

Link do produktu: <https://akmed.pl/czwornog-z-miekkim-uchwytem-laski-w-ksztalcie-haka-p-1266.html>



## Czwórnoóg z miękkim uchwytem laski w kształcie haka

Numer katalogowy **16/MR.Lh**

Producent **Mikirad**

### Opis produktu

#### Właściwości:

- cztery punkty podparcia,
- nasadki/stopki wzmocnione podkładkami stalowymi,
- lekkie, anodowane aluminium,

waga	0,85 kg
masa użytkownika	do 120 kg
odległość od podłoża do rękojeści	min. 70 cm – max. 84 cm
wysokość nóg podstawy czwórnooga:	17 cm

#### Zastosowanie:

- dla osób, które ze względu na charakter niepełności mają trudności z zachowaniem równowagi,
- pomocniczo: po urazach, w leczeniu zmian zwyrodnieniowo – zniekształcających,
- po zabiegach chirurgicznych, gdzie wskazane jest odciążanie chorej kończyny,
- zaawansowane zmiany chorobowe lub zmiany chorobowe obustronne wymagają stosowania dwóch czwórnoogów.