

Link do produktu: <https://akmed.pl/czwornog-z-uchwytem-kuli-lokciowej-dzieciecej-p-1228.html>

Czwórnoóg z uchwytem kuli łokciowej dziecięcej



Numer katalogowy **16/MR.Kł.03**

Producent **Mikirad**

Opis produktu

Właściwości:

- cztery punkty podparcia
- pojedyncza regulacja wysokości (otwory regulacyjne co 20mm)
- podpórka stała
- miękki uchwyt/rękojeść
- kolorowe elementy plastikowe (niebieskie, żółte)
- dwa odbłaski
- nasadki/stopki wzmocnione podkładkami stalowymi
- lekkie, anodowane aluminium

Waga	0,78 kg
Masa użytkownika	do 80 kg
Odległość od podłoża do rękojeści	min. 54 cm – max. 66 cm
Odległość od podłoża do podpórki łokciowej	min. 72 cm – max. 84 cm
Odległość od rękojeści do opodpórki łokciowej	18 cm
Wysokość nóg podstawy czwórnogu	17 cm

Zastosowanie:

- przeznaczone dla użytkowników o wzroście od około 135 cm do 150 cm
- dla osób, które ze względu na charakter niesprawności mają trudności z zachowaniem równowagi
- pomocniczo po urazach
- po zabiegach chirurgicznych, gdzie wskazane jest odciążanie chorej kończyny
- zaawansowane zmiany chorobowe lub zmiany chorobowe obustronne wymagają stosowania dwóch czwórnogów