

Link do produktu: <https://akmed.pl/czwornog-z-uchwytem-kuli-lokciowej-p-1259.html>



## Czwórnoóg z uchwytem kuli łokciowej

Numer katalogowy **16/MR.Kł.01**

Producent **Mikirad**

### Opis produktu

#### Właściwości:

- cztery punkty podparcia,
- podwójna regulacja wysokości (otwory regulacyjne rozmieszczone co 20mm)
- podpórka odchylana
- opcja: miękki uchwyt/rękojeść
- nasadki/stopki wzmocnione podkładkami stalowymi,
- dwa odbłaski
- lekkie, anodowane aluminium

waga	1,00 kg
masa użytkownika	do 120 kg
odległość od podłoża do rękojeści	min. 72 cm -max. 86 cm
odległość od podłoża do podpórki łokciowej	min. 95 - max. 109 cm
odległość od rękojeści do podpórki łokciowej	min. 23 cm - max. 27 cm
wysokość nóg podstawy czwórnooga	17 cm

#### Zastosowanie:

- Czwórnoóg z uchwytem kuli łokciowej dla osób, które ze względu na charakter niesprawności mają trudności z zachowaniem równowagi,
- pomocniczo: po urazach, w leczeniu zmian zwyrodnieniowo - zniekształcających,
- po zabiegach chirurgicznych, gdzie wskazane jest odciążanie chorej kończyny,
- zaawansowane zmiany chorobowe lub zmiany chorobowe obustronne wymagają stosowania dwóch czwórnoogów.