

Link do produktu: <https://akmed.pl/czwornog-z-uchwytem-kuli-pachowej-p-1262.html>



## Czwórnoóg z uchwytem kuli pachowej

Numer katalogowy **16/MR.Kp.06**

Producent **Mikirad**

### Opis produktu

#### Właściwości:

- cztery punkty podparcia,
- regulacja wysokości (otwory regulacyjne rozmieszczone co 20mm)
- opcja: bezstopniowy (płynny) sposób regulacji górnej części wyrobu
- podpórka pachowa z miękkiego tworzywa
- opcja: podparcie pachowe z gąbki obszytej skórą ekologiczną
- wysuwane podparcie pachowe
- nasadki/stopki wzmocnione podkładkami stalowymi,
- cztery odbłaski
- lekkie, anodowane aluminium

waga	1,25 kg
masa użytkownika	do 120 kg
odległość od podłoża do rękojeści	min. 72 cm, max. 86 cm
odległość od podłoża do podpórki pachowej	min. 122 – max. 136 cm
odległość od rękojeści do podparcia pachowego	min. 39 – max. 52 cm
wysokość nóg podstawy czwórnogu	17 cm

#### Zastosowanie:

- dla osób, które ze względu na charakter niesprawności mają trudności z zachowaniem równowagi,
- pomocniczo: po urazach, w leczeniu zmian zwyrodnieniowo – zniekształcających,
- po zabiegach chirurgicznych, gdzie wskazane jest odciążanie chorej kończyny,
- zaawansowane zmiany chorobowe lub zmiany chorobowe obustronne wymagają stosowania dwóch czwórnogów.