

Link do produktu: <https://akmed.pl/czwornog-z-uchwytem-kuli-pachowej-p-1263.html>



Czwórnoóg z uchwytem kuli pachowej

Numer katalogowy **16/MR.Kp.07**

Producent **Mikirad**

Opis produktu

Właściwości:

- cztery punkty podparcia,
- regulacja wysokości (otwory regulacyjne rozmieszczone co 20mm)
- opcja: bezstopniowy (płynny) sposób regulacji górnej części wyrobu
- podpórka pachowa z miękkiego tworzywa
- opcja: podparcie pachowe z gąbki obszytej skórą ekologiczną
- przesuwana rękojeść (regulacja odległości między rękojeścią a podparciem pachy)
- nasadki/stopki wzmocnione podkładkami stalowymi,
- cztery odbłaski
- lekkie, anodowane aluminium

| | |
|---|------------------------|
| waga | 1,27 kg |
| masa użytkownika | do 120 kg |
| odległość od podłoża do rękojeści | min. 69 cm -max. 83 cm |
| odległość od podłoża do podpórki pachowej | min. 109 – max. 135 cm |
| odległość od rękojeści do podparcia pachowego | min. 30 – max. 48 cm |
| wysokość nóg podstawy czwórnogu | 17 cm |

Zastosowanie:

- dla osób, które ze względu na charakter niesprawności mają trudności z zachowaniem równowagi,
- pomocniczo: po urazach, w leczeniu zmian zwyrodnieniowo – zniekształcających,
- po zabiegach chirurgicznych, gdzie wskazane jest odciążanie chorej kończyny,
- zaawansowane zmiany chorobowe lub zmiany chorobowe obustronne wymagają stosowania dwóch czwórnogów.