

Link do produktu: <https://akmed.pl/czwornog-z-uchwytem-laski-zamknietej-p-1265.html>



Czwórnoóg z uchwytem laski zamkniętej

Numer katalogowy **16/MR.L**

Producent **Mikirad**

Opis produktu

Właściwości:

- cztery punkty podparcia,
- regulacja wysokości (otwory regulacyjne rozmieszczone co 20mm)
- uchwyt laski zamkniętej
- opcja: miękki uchwyt z pianki poliuretanowej
- nasadki/stopki wzmocnione podkładkami stalowymi,
- dwa odbłaski
- lekkie, anodowane aluminium

waga	0,87 kg
masa użytkownika	do 120 kg
odległość od podłoża do rękojeści	min. 70 cm - max. 84 cm
wysokość nóg podstawy czwórnogu:	17 cm

Zastosowanie:

- dla osób, które ze względu na charakter niesprawności mają trudności z zachowaniem równowagi,
- pomocniczo: po urazach, w leczeniu zmian zwyrodnieniowo - zniekształcających,
- po zabiegach chirurgicznych, gdzie wskazane jest odciążanie chorej kończyny,
- zaawansowane zmiany chorobowe lub zmiany chorobowe obustronne wymagają stosowania dwóch czwórnogów.