

Link do produktu: <https://akmed.pl/derotacyjna-dynamiczna-orteza-konczyn-dolnych-tib-rot-op1172-p-2513.html>



Derotacyjna dynamiczna orteza kończyn dolnych TIB-ROT® OP1172

Numer katalogowy **OP1172**

Producent **Orliman**

Opis produktu

Dynamiczna orteza derotacyjna kończyn dolnych składa się z pasa biodrowego oraz dwóch opasek udowych, które to elementy połączone są ze sobą za pomocą elastycznych taśm, które po połączeniu z powyższymi elementami będą wywoływać efekt zwiększonej rotacji wewnętrznej i przywiedzenia lub rotacji zewnętrznej i odwiedzenia kończyn dolnych w stawach biodrowych - w zależności od sposobu zapięcia. Pas biodrowy oraz zapięcia udowe są wykonane z veluru i pokryte z zewnątrz taśmami velcro, wewnętrzna strona jest pokryta silikonowymi elementami antypoślizgowymi, które zapewniają bardzo dobre przyleganie do ciała i nieprzesuwanie się elementów na ciele pacjenta, co zapewnia skuteczność korekcji.

Zalecenia:

konieczność zastosowania korekcji we wzmożonej rotacji wewnętrznej lub zewnętrznej kończyn dolnych w przebiegu chorób neurologicznych, dysfunkcje chodu u pacjentów po udarach mózgowych, rozszczep kręgosłupa, wady rozwojowe powstałe w życiu płodowym.

Działanie:

orteza zapewnia bardziej funkcjonalny chód i zbliżony do biomechanicznego wzorca sposób poruszania się na co dzień w w/w przypadkach.

Aksesoria dodatkowe:

OP1172-FUND (elastyczna osłona taśm) zapobiega podrażnieniom i otarciom na skórze dziecka.

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	1	2	3	4
Obwód bioder (cm)	48-55	52-61	56-65	62-71
Obwód uda (cm)	28-35	31-40	37-46	41-50

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 1 , 2 , 3 , 4