

Link do produktu: <https://akmed.pl/dluga-anatomiczna-orteza-nadgarstka-z-pasem-obwodowym-4army-sn-02-p-2763.html>

Długa anatomiczna orteza nadgarstka z pasem obwodowym 4ARMY-SN-02



Numer katalogowy	4ARMY-SN-02
------------------	--------------------

Producent	Reh4Mat
-----------	----------------

Opis produktu

Ortezy grupy 4Army, to specjalnie dedykowana linia ortez ortopedycznych, charakteryzująca się anatomiczną konstrukcją, zdecydowanie zwiększoną wytrzymałością oraz wykończeniem w militarnym kamuflażu typu pantera. Ortezy te są wyrobami medycznymi klasy I i doskonale sprawdzają się jako zabezpieczenie stawów w trudnych warunkach, wymagających zwiększonej wytrzymałości wyrobu.

Orteza 4Army-SN-02 to anatomiczna orteza stawu nadgarstkowego z pasem obwodowym. Wyrób został wykonany ze wzmocnionego surowca ACTIV PREN, charakteryzującego się dużą wytrzymałością, miękkością i wysoką elastycznością, co zdecydowanie ułatwia przyleganie wyrobu do kończyny i gwarantuje właściwą kompresję zabezpieczonego stawu.

Jest to strukturalny surowiec składający się z perforowanej pianki neoprenowej i poliamidowych dzianin okładkowych. Zewnętrzna okładzina została dodatkowo pokryta kamuflażem typu pantera. Dzięki perforacji i zastosowaniu systemu AirSupplySystem, zabezpieczony staw jest nie tylko skutecznie wentylowany, ale także utrzymywana jest odpowiednia jego ciepłota. Bardzo ważnym atutem tego surowca jest to, że nie jest to wyrób dziany, nie posiada grubych włókien, przez co sploty dzianiny nie odciskają się na skórze użytkownika i nie powodują ran w miejscach dużej kompresji.

Anatomiczny krój i wzmocniona konstrukcja ortezy oraz dwuwarstwowy pas obwodowy, dostarczają najwyższego poziomu stabilizacji, co pozwala na użytkowanie naszego stabilizatora 4Army-SN-02 nawet w wyjątkowo ekstremalnych warunkach.

PRZEZNACZENIE

- po przebytych urazach stawu promieniowo nadgarstkowego
- w zapaleniach kałek ścięgniętych,
- w zmianach przeciążeniowych, zwyrodnieniowych i zapalnych
- profilaktycznie w sporcie

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL

TYP: lewy , prawy