

Link do produktu: <https://akmed.pl/dluga-bioceramiczna-orteza-nadgarstka-z-tasma-mocujaca-3082-p-7626.html>



Długa bioceramiczna orteza nadgarstka z taśmą mocującą - 3082

Numer katalogowy **3082**

Producent **Oppo**

Opis produktu

3082 Długa bioceramiczna orteza nadgarstka z taśmą mocującą.

Wykonana z mocnego, **przewiewnego** materiału delikatnie ogrzewa nadgarstek. Posiada wszyte wkładki bioceramiczne, wytwarzające promieniowanie podczerwone, które wnika do komórek ciała, ogrzewa je i aktywizuje, a także poprawia ich ukrwienie i ułatwia regenerację. Metalowa wkładka, którą można kształtować, zapewnia całkowite usztywnienie nadgarstka, a taśma mocująca dodatkowo stabilizuje go. Zalecana w celu wzmocnienia i stabilizacji osłabionego, przeciążonego lub naciągniętego nadgarstka, w przypadku skręcenia, po operacjach, po leczeniu gipsem, w celu złagodzenia bólu, zapobieżenie i leczenia urazów, przyspieszenia rehabilitacji.

Numer katalogowy: 3082.

Rozmiar (obwód wokół nadgarstka):

S 14,0 cm - 15,9 cm

M 16,5 cm - 18,4 cm

L 19,1 cm - 21,0 cm

XL 21,6 cm - 23,5 cm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL