

Link do produktu: <https://akmed.pl/dluga-bioceramiczna-orteza-nadgarstka-z-tasma-mocujaca-i-stabilizacja-kciuka-3182-p-7627.html>



Długa bioceramiczna orteza nadgarstka z taśmą mocującą i stabilizacją kciuka - 3182

Numer katalogowy **3182**

Producent **Oppo**

Opis produktu

3182 Długa bioceramiczna orteza nadgarstka z taśmą mocującą i stabilizacją kciuka.

Wykonana z mocnego, **przewiewnego** materiału delikatnie ogrzewa nadgarstek. Posiada wszyte wkładki bioceramiczne, wytwarzające promieniowanie podczerwone, które wnika do komórek ciała, ogrzewa je i aktywizuje, a także poprawia ich ukrwienie i ułatwia regenerację. Metalowa wkładka, którą można kształtować, zapewnia całkowite usztywnienie nadgarstka, a taśma mocująca dodatkowo stabilizuje go. Posiada dodatkową stabilizację kciuka. Zalecana w celu wzmocnienia i stabilizacji osłabionego, przeciążonego lub naciągniętego nadgarstka, w przypadku skręcenia, po operacjach, po leczeniu gipsem, w celu złagodzenia bólu, zapobieżenie i leczenia urazów, przyspieszenia rehabilitacji. Zalecana również jako środek chroniący i łagodzący skutki urazów i zwyrodnień, w przypadku pęknięć kciuka oraz zapalenia stawu nadgarstkowo-śródręcznego kciuka.

Numer katalogowy:3182.

Rozmiar (obwód wokół nadgarstka):

S 14,0cm - 15,9cm

M 16,5cm - 18,4cm

L 19,1cm - 21,0cm

XL 21,6cm - 23,5cm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL