

Link do produktu: <https://akmed.pl/dluga-orteza-nadgarstka-z-tasma-mocujaca-2288-p-7625.html>



## Długa orteza nadgarstka z taśmą mocującą - 2288

Numer katalogowy	<b>2288</b>
Producent	<b>Oppo</b>

### Opis produktu

#### **2288 Długa orteza nadgarstka z taśmą mocującą.**

Wykonana z mocnego, elastycznego, **przewiewnego** materiału delikatnie ogrzewa nadgarstek. Metalowa wkładka, **którą można kształtować**, zapewnia całkowite usztywnienie nadgarstka, zaś pas dociągający dodatkowo stabilizuje go. Zalecana w celu wzmocnienia i stabilizacji osłabionego, przeciążonego, lub naciągniętego nadgarstka, w przypadku skręcenia, po operacjach, po leczeniu gipsem, w celu złagodzenia bólu, zapobieżenia i leczenia urazów, przyspieszenia rehabilitacji.

**Długość:** 20 cm.

**Numer katalogowy:** 2288.

**Rozmiar** (obwód wokół nadgarstka):

**S** 14,0 cm - 15,9 cm

**M** 16,5 cm - 18,4 cm

**L** 19,1 cm - 21,0 cm

**XL** 21,6 cm - 23,5 cm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL