

Link do produktu: <https://akmed.pl/dluga-orteza-nadgarstka-z-tasma-mocujaca-2288-p-7625.html>



Długa orteza nadgarstka z taśmą mocującą - 2288

Numer katalogowy	2288
Producent	Oppo

Opis produktu

2288 Długa orteza nadgarstka z taśmą mocującą.

Wykonana z mocnego, elastycznego, **przewiewnego** materiału delikatnie ogrzewa nadgarstek. Metalowa wkładka, **którą można kształtować**, zapewnia całkowite usztywnienie nadgarstka, zaś pas dociągający dodatkowo stabilizuje go. Zalecana w celu wzmocnienia i stabilizacji osłabionego, przeciążonego, lub naciągniętego nadgarstka, w przypadku skręcenia, po operacjach, po leczeniu gipsem, w celu złagodzenia bólu, zapobieżenia i leczenia urazów, przyspieszenia rehabilitacji.

Długość: 20 cm.

Numer katalogowy: 2288.

Rozmiar (obwód wokół nadgarstka):

S 14,0 cm - 15,9 cm

M 16,5 cm - 18,4 cm

L 19,1 cm - 21,0 cm

XL 21,6 cm - 23,5 cm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL