

Link do produktu: <https://akmed.pl/dlugi-stabilizator-stawu-kolanowego-z-szynami-dwuosiowymi-z-regulacja-k-11-p-7714.html>



## Długi stabilizator stawu kolanowego z szynami dwuosiowymi z regulacją K-11

Numer katalogowy **9942**

Producent **Neox**

### Opis produktu

- wykonany z termoaktywnego neoprenu
- wzmocnienia boczne – dwuosiowe szyny z regulacją kąta zgięcia i wyprostu (klinowy system regulacji zapewniający minimalne rozmiary szyny)
- zapewnia najwyższy stopień stabilizacji w przypadkach przyśrodkowych i bocznych niestabilności kolana oraz urazów więzadeł krzyżowych (przedniego: ACL lub tylnego: PCL), połączonych z niestabilnością
- chroni przed przeprostem
- stabilizuje rzepkę
- eliminuje bóle związane z obrzękami i zdrętwieniami, zapewniając odciążenie i stabilizację stawu kolanowego
- pomaga uzyskać naturalną, pożądaną temperaturę ciała, dogłębnie rozgrzewając układ stawowo-mięśniowy i więzadłowy
- dostępny w kolorach niebieskim i czarnym

**Dostępne rozmiary (obwód wokół rzepki w pozycji stojącej):**

**S** 32,0-35,0 **M** 35,0-38,0 **L** 38,0-41,0 **XL** 41,0-46,0 **XXL** 46,0-51,0

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XXL