

Link do produktu: <https://akmed.pl/dlugi-stabilizator-stawu-kolanowego-z-szynami-zamkniety-p-1595.html>



## Długi stabilizator stawu kolanowego z szynami zamknięty

Numer katalogowy **TGO-C SK-ZD 506**

Producent **Timago**

### Opis produktu

**Długi stabilizator stawu kolanowego z szynami zamknięty** wykonany jest z elastycznego materiału, który posiada bardzo dobre właściwości w zakresie przepuszczalności powietrza i odprowadzania wilgoci, materiał wpływa również na utrzymanie stabilnej temperatury nie powodując przegrzewania.

Posiada otwór w części centralnej z piankowym pierścieniem pozycjonującym stabilizator i odciążającym rzepkę. Policentryczne szyny stabilizują niestabilny staw kolanowy w kierunku bocznym i przyśrodkowym.

Stabilizator posiada w komplecie kliny blokujące zakres ruchomości w zgięciu oraz wyproście. Zastosowanie dodatkowych pasów obwodowych zwiększa stabilność oraz utrzymuje właściwe położenie.

Stabilizator posiada anatomiczny kształt oraz wyprofilowanie w okolicy dołu podkolanowego, występuje w wersji otwartej, w której jego dolna i górna część zapinane i regulowane są przy pomocy rzepów. Dzięki temu jest łatwy w zakładaniu szczególnie dla osób o ograniczonej sprawności lub osób starszych.

Poprzez wydłużenie części udowej i goleniowej znajduje zastosowanie u pacjentów o wysokim wzroście oraz w przypadkach kiedy należy zastosować silniejszą stabilizację.

### Wskazania do stosowania stabilizatora:

- naciągnięcia i naderwania w obrębie więzadeł
- niestabilność stawu kolanowego
- choroba zwyrodnieniowa
- przeciążenia stawu
- w leczeniu zachowawczym
- po unieruchomieniu w procesie rehabilitacyjnym

ROZMIAR	OBWÓD RZEPKI (cm)	DŁUGOŚĆ (cm)
S	34-36	maks. 45
M	36-38	maks. 45
L	38-41	maks. 45
XL	41-44	maks. 45
XXL	44-47	maks. 45

---

REGULACJA KĄTA	
ZGIĘCIE	0°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
WYPROST	0°, 20°, 30°, 40°

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XXL