

Link do produktu: <https://akmed.pl/domiflex-ii-lozko-rehabilitacyjne-sterowane-elektrycznie-p-1572.html>



## DOMIFLEX II- Łóżko rehabilitacyjne sterowane elektrycznie

Numer katalogowy **BOCK-D-261 A053**

Producent **Timago**

### Opis produktu

**Łóżko rehabilitacyjne**, sterowane elektrycznie, przeznaczone dla osób starszych lub trwale leżących, niepełnosprawnych lub pozostających w domu, mających problem z samodzielnym wstaniem bądź ułożeniem się na łóżku. Wersja łóżka z zabudowanymi siłownikami. Leże posiada cztery obszary sterowane elektrycznie za pomocą pilota - ruchome obszary głowy i tułowia, górnego oraz dolnego odcinka nóg oraz nieruchomego obszaru dolnej części kręgosłupa.

#### Cechy:

- stalowa, wytrzymała rama malowana proszkowo
- estetyczne wykończenie łóżka w kolorze Havanna
- zewnętrzne siłowniki w wersji zabudowanej
- 4-częściowe łamane łożo drewniane
- precyzyjne i trwałe siłowniki sterujące
- regulacja wysokości w zakresie od 40 do 81cm
- regulacja kąta zagłówka od 0° do 70°
- stabilne barierki boczne
- możliwość transportu pacjenta
- prosty montaż, demontaż i transport
- wytrzymałe, silikonowe uchwyty poprzeczek łoża
- wysięgnik z uchwytem w standardzie
- możliwość zastosowania systemu Ripolux® (opcja)

#### Bezpieczeństwo:

- podstawowy bezpiecznik we wtyczce zasilania
- dodatkowy bezpiecznik wtórny
- system izolacji termicznej
- precyzyjny pilot z wbudowaną blokadą ustawień
- 4 koła transportowe z blokadą
- barierki boczne z blokadą opuszczania
- specjalny spiralny kabel sieciowy
- wspornik zapobiegający skręceniu kabli
- system IPX4 (zabezpieczający przed wnikaniem wody)
- system 24V (niskiego napięcia w siłownikach)

---

<b>Specyfikacja</b>	
Waga całkowita	~82 kg
Wymiar stelaża	90x200 cm
Wymiar zewnętrzny	103x221 cm
Bezpieczna ładowność	170 kg
Maksymalne obciążenie	135 kg
Regulacja wysokości	40-81 cm
Regulacja zagłówka	0° do 70°
Wysokość podnośnika od podłoża	23 cm
Wysokość poręczy bocznych	37 cm (stelaż drewniany)
	34 cm (Ripolux®)

Domiflex II - stelaż drewniany KOD BOCK-D-261 A053

Domiflex II - system Ripolux® KOD BOCK-D-261 A036