

Link do produktu: <https://akmed.pl/dry-kids-xl-15-30-kg-pieluchy-dla-dzieci-30-sztuk-p-3516.html>



Dry Kids XL+ (15-30 kg), pieluchy dla dzieci, 30 sztuk

Numer katalogowy **5619**

Producent **Tena**

Opis produktu

Pieluchy Dry Kids XL+ przeznaczone są dla dzieci z nietrzymaniem moczu, ważących 15-30kg.

Dodatkowe informacje:

Pieluchy Dry Kids XL+ przeznaczone są dla dzieci z nietrzymaniem moczu, ważących 15-30kg. Posiadają elastyczny pasek dla wygodnego zapinania pieluchy oraz specjalne bariery zapobiegające wyciekaniu moczu poza pieluchę. Wykonane zostały ze specjalnego, miękkiego, oddychającego materiału, by minimalizować ryzyko podrażnienia dziecięcej skóry.

Wskazania:

- Średnie i ciężkie nietrzymanie moczu u dzieci ważących 15-30kg

Instrukcja korzystania:

1. Pieluchę wsuń między nogi od przodu do tyłu, gdy dziecko leży na boku.
2. Wygładź powierzchnię.
3. Przymocuj najpierw dolne przylepcorzepy kierując je lekko do góry, a następnie górne kierując je lekko w dół. Skontroluj komfort dziecka i ułożenie pieluchomajtek.
4. Delikatnie przyciśnij i wygładź przylepcorzepy

Dodatkowe poziomy chłonności i rozmiary:

Pieluchy Dry Kids dostępne są również w wariantach XL dla dzieci ważących 11-25kg.

***Produkt jest refundowany**