

Link do produktu: <https://akmed.pl/duza-pilka-rehabilitacyjna-pushball-abs-togu-95-cm-kolor-rubinowy-p-6883.html>



## Duża piłka rehabilitacyjna Pushball ABS TOGU® (95 cm) - kolor rubinowy

Numer katalogowy **6703**

Producent **Togu**

### Opis produktu

Duża piłka rehabilitacyjna (95 cm) stosowana w rehabilitacji, ergoterapii i w ćwiczeniach psychomotorycznych. Zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa. Przydatna również w leczeniu schorzeń neurologicznych i w korekcji wad postawy. Stosowana także w przedszkolach podczas zajęć zabawowych. Stosowana w specjalistycznych metodach terapeutycznych np.: Bobath, Vojsa.

#### Zalety:

- wytrzymała na obciążenia dynamiczne do 1200 kg
- zwiększa zakres ćwiczeń
- atrakcyjna cenowo alternatywa dla konwencjonalnych przyborów treningowych
- jakość i bezpieczeństwo podczas ćwiczeń potwierdzone rejestracją jako wyrób medyczny Klasy I
- wyprodukowane w Niemczech

#### **W ofercie także inne wielkości oznaczone kolorami, ułatwiają dopasowanie rozmiaru do potrzeb i wzrostu ćwiczącego :**

- piłki standardowe: wykonane z miękkiej gumy (rozmiary od 45 do 75 cm , jak również 120 cm średnicy), obciążenie do 450 kg
- piłki z systemem ABS (Anti Burst System - system zabezpieczający, w którym nie dochodzi do rozerwania piłki): wykonane z antypoślizgowej, twardszej gumy, (rozmiary od 45 cm do 100 cm).

Statyczne piłki z ABS odpowiadają warunkom bezpieczeństwa stawianym szczególnie podczas ćwiczeń z kobietami ciężarnymi oraz osobami w podeszłym wieku. Specjalny materiał z którego są wykonane zapewnia równomierną, spowolnioną utratę powietrza w razie mechanicznego uszkodzenia piłki.

Owalny kształt piłki nie jest jej wadą. Aby piłka osiągnęła odpowiedni kształt należy napompować produkt do ok. 80%. Po upływie 2 dni należy napompować piłkę do pełnej wielkości. Wykonywanie regularnych ćwiczeń na piłce, sprawia iż materiał z którego piłka jest wykonana będzie bardziej elastyczny. Piłkę należy przechowywać w suchym i ciepłym miejscu.

