

Link do produktu: <https://akmed.pl/duza-pilka-rehabilitacyjna-pushball-bez-abs-togu-120-cm-kolor-pomarańczowy-p-6885.html>



Duża piłka rehabilitacyjna Pushball (bez ABS) TOGU® (120 cm)- kolor pomarańczowy

Numer katalogowy **6705**

Producent **Togu**

Opis produktu

Duża piłka rehabilitacyjna (120 cm) stosowana w rehabilitacji, ergoterapii i w ćwiczeniach psychomotorycznych. Zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Przydatna również w leczeniu schorzeń neurologicznych i w korekcji wad postawy. Stosowana także w przedszkolach podczas zajęć zabawowych.

Stosowana w specjalistycznych metodach terapeutycznych np.: Bobath, Vojta.

Zalety:

- wytrzymała na obciążenia dynamiczne do 1200 kg
- zwiększa zakres ćwiczeń
- atrakcyjna cenowo alternatywa dla konwencjonalnych przyborów treningowych
- jakość i bezpieczeństwo podczas ćwiczeń potwierdzone rejestracją jako wyrób medyczny Klasy I
- wyprodukowane w Niemczech

W ofercie także inne wielkości oznaczone kolorami, ułatwiają dopasowanie rozmiaru do potrzeb i wzrostu ćwiczącego :

- piłki standardowe: wykonane z miękkiej gumy (rozmiary od 45 do 75 cm , jak również 120 cm średnicy), obciążenie do 450 kg
- piłki z systemem ABS (Anti Burst System - system zabezpieczający, w którym nie dochodzi do rozerwania piłki): wykonane z antypoślizgowej, twardszej gumy, (rozmiary od 45 cm do 100 cm).

Statyczne piłki z ABS odpowiadają warunkom bezpieczeństwa stawianym szczególnie podczas ćwiczeń z kobietami ciężarnymi oraz osobami w podeszłym wieku. Specjalny materiał z którego są wykonane zapewnia równomierną, spowolnioną utratę powietrza w razie mechanicznego uszkodzenia piłki.

Owalny kształt piłki nie jest jej wadą. Aby piłka osiągnęła odpowiedni kształt należy napompować produkt do ok. 80%. Po

upływie 2 dni należy napompować piłkę do pełnej wielkości.
Wykonywanie regularnych ćwiczeń na piłce, sprawia iż materiał z którego piłka jest wykonana będzie bardziej elastyczny.
Piłkę należy przechowywać w suchym i ciepłym miejscu.