

Link do produktu: <https://akmed.pl/dwuczesciowy-sztywny-kolnierz-ortopedyczny-4095-p-7658.html>

## Dwuczęściowy sztywny kołnierz ortopedyczny - 4095



Numer katalogowy	<b>4095</b>
------------------	-------------

Producent	<b>Oppo</b>
-----------	-------------

### Opis produktu

#### **4095 Dwuczęściowy sztywny kołnierz ortopedyczny.**

Komfortowy, pokryty trykotem kołnierz, wytworzony z pianki o dużej gęstości zawiera ruchomą, odzlepianą wstawkę, która powoduje, że można go dostosować do rozmiarów szyi. Uśmierza ból powstający w wyniku uszkodzenia trzaskawki, sztywności karku i napięcia mięśni. Materiał z którego powstał posiada sieć otworów zapewniających przenikanie przez niego powietrza.

**Rozmiar:** uniwersalny.