

Link do produktu: <https://akmed.pl/dwuczesciowy-sztywny-kolnierz-ortopedyczny-collar-stark-p-7809.html>



Dwuczęściowy sztywny kołnierz ortopedyczny COLLAR STARK

Numer katalogowy	5656
Producent	Meyra Medical

Opis produktu

ZASTOSOWANIE

Unieruchomienie szyjnego odcinka kręgosłupa, odciążenie dla elementów stawowych, stabilizacja, pomoc w rehabilitacji, w stanach pooperacyjnych, do zastosowania nagłego i transportowego. Możliwość rozbudowy do ortozy półgorsetowej szyjno-piersiowej lub szyjno-czaszkowej (dodatkowe elementy konstrukcyjne).

CECHY PRODUKTU

- dwuczęściowy sztywny kołnierz ortopedyczny,
- bardzo lekki wykonany z kontaktowo "cieplej" pianki,
- wykonany z nietoksycznej i hipoalergicznnej pianki poliuretanowej,
- zapinany dwustronnie taśmami Velcro®,
- posiada otwór tracheotomijny oraz otwory dla swobodnego przepływu powietrza,
- przenikalny dla promieni RTG, CT, MRI,
- łatwy w użytkowaniu i konserwacji,
- kolor beżowy.

PARAMETRY TECHNICZNE

Rozmiary	5,71 cm	8,25 cm	10,79 cm	13,33 cm
S (25-33)	S1	S2	S3	S4
M (33-40)	M1	M2	M3	M4
L (40-48)	L1	L2	L3	L4
XL (48 i więcej)	XL1	XL2	XL3	XL4

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L1 , L2 , L3 , L4 , M1 , M2 , M3 , M4 , S1 , S2 , S3 , S4 , XL1 , XL2 , XL3 , XL4