

Link do produktu: <https://akmed.pl/dwuelementowa-luska-przedramienna-dla-dzieci-op1157-p-2523.html>



Dwuelementowa łuska przedramienna dla dzieci OP1157

Numer katalogowy **OP1157**

Producent **Orliman**

Opis produktu

Łuska wykonana z płyty termoplastycznej niskiej gęstości o 2 milimetrowej grubości. Część wewnętrzna wyściełana 3 milimeterowej grubości niebieską wyściółką typu dynoform, ponadto do zapinania umieszczono na łusce 3 taśmy velcro szarego koloru.

Zalecenia:

urazy nadgarstka kontrolowane unieruchomienie stawów złamania w obrębie kości łokciowej i/lub promieniowej niestabilności stawu zespół cieśni nadgarstka nawracające skręcenia nadgarstka.

Pakowanie:

OP1157D - prawa / OP1157I - lewa

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	1	2	3
Obwód nadgarstka (cm)	10-12	12-14	14-16
Długość przedramienia	21	22	23

Produkt posiada dodatkowe opcje:

TYP: lewy , prawy

Rozmiar: 1 , 2 , 3