

Link do produktu: <https://akmed.pl/dynabelt-wysoki-pas-ledzwiowo-brzusznym-16-cm-p-3553.html>



## Dynabelt® wysoki pas lędźwiowo-brzusznym 16 cm

Numer katalogowy **7010 07**

Producent **Thuasne**

### Opis produktu

Dynabelt®  
7010 07 (16 cm) - 7010 08 (26 cm) - 7010 09 (33 cm)

- Pas lędźwiowo-brzusznym podtrzymujący jamę brzuszną lub klatkę piersiową
- Możliwość zakładania bezpośrednio na skórę na cały dzień dzięki tkaninie Combitex®
- Wyjmowane wzmocnienia
- Nadaje się do sterylizacji w autoklawie

Rozmiary:

1- 66 - 80 cm

2 -81 - 90 cm

3 -91 - 100 cm

4- 101 - 120 cm

5 -121 - 140 cm

6\*- 141 - 160 cm

\* tylko w przypadku modelu o wysokości 33 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 1 , 2 , 3 , 4 , 5