

Link do produktu: <https://akmed.pl/dynabelt-wysoki-pas-ledzwiowo-brzusznym-33-cm-p-3555.html>



Dynabelt® wysoki pas łędźwiowo-brzusznym 33 cm

Numer katalogowy **7010 09**

Producent **Thuasne**

Opis produktu

Dynabelt®
7010 07 (16 cm) - 7010 08 (26 cm) - 7010 09 (33 cm)

- Pas łąędźwiowo-brzusznym podtrzymujący jamę brzuszny lub klatkę piersiowy
- Możliwość zakładania bezpośrednio na skórę na cały dzień dzięki tkaninie Combitex®
- Wyjmowane wzmocnienia
- Nadaje się do sterylizacji w autoklawie

Rozmiar:

1 -66 - 80 cm

2 -81 - 90 cm

3 -91 - 100 cm

4 -101 - 120 cm

5 -121 - 140 cm

6* -141 - 160 cm

* tylko w przypadku modelu o wysokości 33 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6