

Link do produktu: <https://akmed.pl/dynair-cardo-togu-podporka-terapeutyczna-p-6971.html>

Dynair® Cardo TOGU® - podpórka terapeutyczna



Numer katalogowy **7025**

Producent **Togu**

Opis produktu

Dyski sensoryczne wypełnione powietrzem. Używane w ćwiczeniach sensomotorycznych i korekcji wad postawy. Odciażają odcinek lędźwiowy kręgosłupa podczas siedzenia i wymuszają odruch autokorekcji. osiadają zaworek do regulacji ilości powietrza wewnątrz przyboru - większa zawartość powietrza ułatwia wykonanie ćwiczeń równoważnych. Idealne przybory do zastosowania w treningu osobistym oraz w profesjonalnym treningu sportowym np.: sporty zimowe (snowboard), piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka. Wykonane z wysokojakościowego Ruto[®].

Cel ćwiczeń:

- poprawa koordynacji,
- polepszenie reakcji równowagi,
- poprawa siły mięśniowej,
- korekcja wad postawy,
- wspomaganie koncentracji i percepcji,
- stabilizacja stawów,
- przygotowanie motoryczne w treningu sportowym,
- rozszerzenie specjalistycznych programów treningowych (sensomotoryka),
- urozmaicenie ćwiczeń Yogi, Pilatesa i medytacji,
- ćwiczenia ogólnorozwojowe,
- stosowany w terapii, sporcie i fitness.

Podstawowe walory:

- ergonomiczna i perfekcyjnie dobrana forma,
- miękkie elastyczne wypustki stymulują strefy reflektoryczne,
- prosty przybór dający wymierne efekty terapeutyczne i treningowe,
- siedząc na nich ułatwiamy mobilizację odcinka lędźwiowego,
- wytrzymałe na duże obciążenia, odporne na zużycie,
- zarejestrowane jako wyroby medyczne Klasy I.

Kolory: czerwony, czarny, fioletowy, niebieski.

Uszkodzony wentyl nie jest podstawą reklamacji.

SCHORZENIA I PROFILAKTYKA

Choroby neurologiczne , Profilaktyka upadków

TRENING

Trening i terapia dzieci , Trening mentalny, joga, pilates , Trening stabilizacji kręgosłupa i stawów /trening core

ZDROWE SIEDZENIE

W biurze , W domu , Na wózku

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: czarny , czerwony , fioletowy , niebieski