

Link do produktu: <https://akmed.pl/dynair-plus-business-line-togu-dysk-korekcyjny-39-cm-p-6980.html>

## Dynair® PLUS Business Line TOGU® - dysk korekcyjny (39 cm)



Numer katalogowy **7034**

Producent **Togu**

### Opis produktu

Dyski sensoryczne wypełnione powietrzem. Używane w ćwiczeniach sensomotorycznych i korekcji wad postawy. Odciażają odcinek lędźwiowy kręgosłupa podczas siedzenia i wymuszają odruch autokorekcji. osiadają zaworek do regulacji ilości powietrza wewnątrz przyboru - większa zawartość powietrza ułatwia wykonanie ćwiczeń równoważnych. Idealne przybory do zastosowania w treningu osobistym oraz w profesjonalnym treningu sportowym np.: sporty zimowe (snowboard), piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka. Wykonane z wysokojakościowego Ruto<sup>®</sup>.

#### Cel ćwiczeń:

- poprawa koordynacji,
- polepszenie reakcji równowagi,
- poprawa siły mięśniowej,
- korekcja wad postawy,
- wspomaganie koncentracji i percepcji,
- stabilizacja stawów,
- przygotowanie motoryczne w treningu sportowym,
- rozszerzenie specjalistycznych programów treningowych (sensomotoryka),
- urozmaicenie ćwiczeń Yogi, Pilatesa i medytacji,
- ćwiczenia ogólnorozwojowe,
- stosowany w terapii, sporcie i fitness.

#### Podstawowe walory:

- ergonomiczna i perfekcyjnie dobrana forma,
- miękkie elastyczne wypustki stymulują strefy reflektoryczne,
- prosty przybór dający wymierne efekty terapeutyczne i treningowe,
- siedząc na nich ułatwiamy mobilizację odcinka lędźwiowego,
- wytrzymałe na duże obciążenia, odporne na zużycie,
- zarejestrowane jako wyroby medyczne Klasy I.

Kolory: czerwony, czarny, fioletowy, niebieski.

---

**SCHORZENIA I PROFILAKTYKA**

Choroby neurologiczne , Profilaktyka upadków

**TRENING**

Trening i terapia dzieci , Trening mentalny, joga, pilates , Trening stabilizacji kręgosłupa i stawów /trening core

**ZDROWE SIEDZENIE**

W biurze , W domu , Na wózku

\*Uszkodzony wentyl nie jest podstawą reklamacji.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor:** czarny , czerwony , fioletowy , niebieski