

Link do produktu: <https://akmed.pl/dynamic-reliever-orteza-stawu-kolanowego-p-3591.html>



Dynamic Reliever Orteza stawu kolanowego

Numer katalogowy	U3080
Producent	Thuasne

Opis produktu

Dynamic Reliever

OCZEKIWANIA PACJENTA

- Wygodna, niewidoczna pod ubraniem i lekka (450 g) orteza nadająca się do długotrwałego użytku
- Łatwość zakładania i zdejmowania dzięki zapięcom błyskawicznym

REGULACJA SIŁY KOREKCJI

- Zawias Telescoping Townsend Motion (patent zgłoszony) umożliwiający dynamiczne odciążenie w trakcie chodzenia
- Regulacja odciążenia powierzchni stawowych, poprzez ściąganie pasków lub zwiększanie grubości poduszczeni na kłykiec

STABILNOŚĆ ORTEZY

- Utrzymuje się na kończynie dzięki profilowanemu paskowi na łydkę i anatomicznemu zawiasowi (Townsend Motion)
- Regulowane i dające się dopasować półsztywne łuski na udo i łydkę
- Regulowane podparcie kości piszczelowej (patent zgłoszony) zapobiegające rotacji ortezy

ELEMENTY MODUŁOWE

- Elementy modułowe (łuska na udo, zawias i łuska na łydkę) regulowane bez użycia narzędzi (patent zgłoszony), z możliwością dopasowania do każdej budowy ciała

Rozmiar:

15 cm poniżej stawu kolanowego (a)
15 cm powyżej stawu kolanowego (b)

1 28 - 35 cm 35 - 45 cm
2 35 - 43 cm 45 - 61 cm
3 43 - 48 cm 61 - 71 cm 15 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 1 , 2 , 3