


Link do produktu: <https://akmed.pl/dynamiczna-poduszka-do-siedzenia-dynapad-p-1664.html>



Dynamiczna poduszka do siedzenia DYNAPAD

Numer katalogowy	DSC-33
Producent	ARmedical

Opis produktu

Dynamiczna poduszka do siedzenia „DYNAPAD” przeznaczona jest do korygowania wad postawy oraz wzmocnienia mięśni grzbietu. Odciąża odcinek lędźwiowy kręgosłupa podczas siedzenia i wymusza siedzenie w prawidłowej pozycji, stymuluje mikro-ruchy krążków międzykręgowych. Szczególnie polecana dla osób, które dużo siedzą. Dzięki wyposażeniu w zaworek do regulacji ciśnienia, istnieje możliwość dopasowania właściwej twardości poduszki. Poduszka posiada dwufunkcyjne zastosowanie, dzięki wypustkom (kolcom na jednej z powierzchni) znajdującej się również zastosowane w masażu stóp, poprawiając ich ukrwienie oraz stymulując receptory.

- Idealna do korygowania wad postawy
- Redukuje napięcia w czasie siedzenia i wzmacnia różne grupy mięśniowe
- Idealna do masażu stóp

Dostępne wymiary i kolory

czerwony
niebieski
srebrny

DSC-33 - czerwony
DSC-33 - niebieski
DSC-33 - szary

Materiał

PVC nie zawiera Ftalanów - Materiał przebadany laboratoryjnie, nie zawiera substancji toksycznych oraz metali ciężkich,

Maksymalne obciążenie

maksymalnie 200kg