


Link do produktu: <https://akmed.pl/dynamiczna-poduszka-do-siedzenia-dynapad-max-p-1665.html>



Dynamiczna poduszka do siedzenia DYNAPAD MAX

Numer katalogowy	DSC-35
Producent	ARmedical

Opis produktu

Dynamiczna poduszka do siedzenia DYNAPAD MAX służy do korygowania wad postawy oraz wzmocnienia mięśnie grzbietu. Pozwala ona odciążyć lędźwiowy odcinek kręgosłupa w trakcie siedzenia. Dzięki swoim właściwościom pozwala zachować prawidłową pozycję i stymulować mikroruchy krążków międzykręgowych. Zalecana jest wszystkim tym, którzy dużo czasu spędzają w pozycji siedzącej.

Cechy poduszki:

- poduszka posiada wypustki służące do masażu
- jest wykonana z antypoślizgowe materiału
- posiada zaworek, który umożliwia dopasowanie twardości poduszki

Średnica: 35 cm

Wysokość: 8cm

Maksymalne obciążenie: 200 kg

Materiał: PVC ECOfriendly