


Link do produktu: <https://akmed.pl/dynamiczna-poduszka-do-siedzenia-dynapad-max-p-1665.html>



## Dynamiczna poduszka do siedzenia DYNAPAD MAX

Numer katalogowy	<b>DSC-35</b>
Producent	<b>ARmedical</b>

### Opis produktu

Dynamiczna poduszka do siedzenia DYNAPAD MAX służy do korygowania wad postawy oraz wzmocnienia mięśnie grzbietu. Pozwala ona odciążyć lędźwiowy odcinek kręgosłupa w trakcie siedzenia. Dzięki swoim właściwościom pozwala zachować prawidłową pozycję i stymulować mikroruchy krążków międzykręgowych. Zalecana jest wszystkim tym, którzy dużo czasu spędzają w pozycji siedzącej.

#### Cechy poduszki:

- poduszka posiada wypustki służące do masażu
- jest wykonana z antypoślizgowe materiału
- posiada zaworek, który umożliwia dopasowanie twardości poduszki

**Średnica:** 35 cm

**Wysokość:** 8cm

**Maksymalne obciążenie:** 200 kg

**Materiał:** PVC ECOfriendly