
Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 15:13

Link do produktu: <https://akmed.pl/dynastab-dual-stabilizacja-nadgarstka-p-3569.html>



Dynastab® Dual stabilizacja nadgarstka

Numer katalogowy	7040 02
Producent	Thuasne

Opis produktu

Dynastab® Dual 7040 02

- Stabilizacja nadgarstka dzięki stalkom na część dłoniową i grzbietową ręki o anatomicznym kształcie
- Antybakteryjna dzianina typu 3D, lekka i oddychająca, skutecznie pochłaniająca wilgoć

Model oburęczny

Rozmiary:

1 -13 - 16 cm

2 -16,5 - 19,5 cm

3 - 20 - 23 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: beżowy , czarny

Rozmiar: 1 , 2 , 3