

Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 21:58

Link do produktu: <https://akmed.pl/dynastab-dual-stabilizacja-nadgarstka-p-3569.html>



## Dynastab® Dual stabilizacja nadgarstka

Numer katalogowy

**7040 02**

Producent

**Thuasne**

### Opis produktu

Dynastab® Dual 7040 02

- Stabilizacja nadgarstka dzięki stalkom na część dłoniową i grzbietową ręki o anatomicznym kształcie
- Antybakteryjna dzianina typu 3D, lekka i oddychająca, skutecznie pochłaniająca wilgoć

Model oburęczny

Rozmiary:

1 -13 - 16 cm

2 -16,5 - 19,5 cm

3 - 20 - 23 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 1 , 2 , 3

**Kolor:** beżowy , czarny