



Dysk Dynair® Hocker TOGU®

Numer katalogowy	7005
Producent	Togu

Opis produktu

Używane podczas ćwiczeń mających na celu pobudzenie stref reflektorycznych. Używane w ćwiczeniach korekcyjnych, grach i zabawach terapeutycznych. Przyczynia się do wzmacniania mięśni dłoni i przedramienia. Jest bardziej elastyczne od ringo gładkiego. Nie posiada wentyla regulującego jego twardość. Dostępne w kolorze żółtym.

Przybory terapeutyczne wypełnione powietrzem. Używane są w ćwiczeniach sensomotorycznych, korekcji wad postawy. Służą również do wspaniałej zabawy lub siedzenia. W ćwiczeniach z dziećmi bezpieczna alternatywa dla dużej piłki gimnastycznej. Maksymalne obciążenie 200 kg. Wymiary: średnica 36 cm wysokość 28 cm. Kolory: czerwony lub niebieski.

SCHORZENIA I PROFILAKTYKA

Choroby neurologiczne , Profilaktyka upadków

TRENING

Trening i terapia dzieci , Trening mentalny, joga, pilates , Trening stabilizacji kręgosłupa i stawów /trening core

ZDROWE SIEDZENIE

W biurze , W domu , Na wózku

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: czerwony , niebieski